

## Distância-Vértice

Utilize esta tabela para transformar o grau do óculos para lentes de contato, compensando a distância-vértice.

### Lentes Positivas

Rx → Lente de Contato	Rx → Lente de Contato
+ 4.75 → + 5.00	+ 11.25 → + 13.00
+ 5.00 → + 5.50	+ 11.50 → + 13.50
+ 5.25 → + 5.75	+ 11.75 → + 13.75
+ 5.50 → + 6.00	+ 12.00 → + 14.00
+ 5.75 → + 6.25	+ 12.25 → + 14.25
+ 6.00 → + 6.50	+ 12.50 → + 14.75
+ 6.25 → + 6.75	+ 12.75 → + 15.00
+ 6.50 → + 7.00	+ 13.00 → + 15.50
+ 6.75 → + 7.50	+ 13.25 → + 15.75
+ 7.00 → + 7.75	+ 13.50 → + 16.25
+ 7.25 → + 8.00	+ 13.75 → + 16.75
+ 7.50 → + 8.25	+ 14.00 → + 17.00
+ 7.75 → + 8.50	+ 14.25 → + 17.25
+ 8.00 → + 8.75	+ 14.50 → + 17.50
+ 8.25 → + 9.00	+ 14.75 → + 18.00
+ 8.50 → + 9.50	+ 15.00 → + 18.50
+ 8.75 → + 9.75	+ 15.50 → + 19.00
+ 9.00 → + 10.00	+ 15.75 → + 19.50
+ 9.25 → + 10.50	+ 16.00 → + 20.00
+ 9.50 → + 11.00	+ 16.75 → + 21.00
+ 9.75 → + 11.25	+ 17.50 → + 22.00
+ 10.00 → + 11.50	+ 18.00 → + 23.00
+ 10.25 → + 11.75	+ 18.50 → + 24.00
+ 10.75 → + 12.50	+ 19.25 → + 25.00
+ 11.00 → + 12.75	+ 20.00 → + 26.50

Diâmetro da Íris Visível (mm)

14

13

12

11

10

Diâmetro Pupilar (mm)

7

6

5

4

3

# Optolentes

lentes de contato

Qualidade de Vida

## Distância-Vértice

### Lentes Negativas

Rx → Lente de Contato	Rx → Lente de Contato
- 5.00 → - 4.75	- 12.50 → - 10.75
- 5.25 → - 4.75	- 12.75 → - 11.00
- 5.50 → - 5.00	- 13.00 → - 11.25
- 5.75 → - 5.25	- 13.50 → - 11.50
- 6.00 → - 5.50	- 13.75 → - 11.75
- 6.25 → - 5.75	- 14.00 → - 12.00
- 6.50 → - 6.00	- 14.25 → - 12.25
- 6.75 → - 6.25	- 14.50 → - 12.25
- 7.00 → - 6.50	- 14.75 → - 12.50
- 7.25 → - 6.50	- 15.00 → - 12.75
- 7.50 → - 6.75	- 15.50 → - 13.00
- 7.75 → - 7.00	- 15.75 → - 13.25
- 8.00 → - 7.25	- 16.25 → - 13.50
- 8.25 → - 7.50	- 16.75 → - 13.75
- 8.50 → - 7.75	- 17.00 → - 14.00
- 8.75 → - 8.00	- 17.25 → - 14.25
- 9.00 → - 8.25	- 17.50 → - 14.50
- 9.25 → - 8.25	- 18.00 → - 14.75
- 9.50 → - 8.50	- 18.50 → - 15.00
- 9.75 → - 8.75	- 19.00 → - 15.50
- 10.00 → - 9.00	- 19.50 → - 15.75
- 10.25 → - 9.00	- 20.00 → - 16.00
- 10.50 → - 9.25	- 21.00 → - 16.75
- 10.75 → - 9.25	- 22.00 → - 17.50
- 11.00 → - 9.50	- 23.00 → - 18.00
- 11.25 → - 9.75	- 24.00 → - 18.50
- 11.50 → - 10.00	- 25.00 → - 19.25
- 11.75 → - 10.25	- 26.50 → - 20.00
- 12.00 → - 10.25	- 27.00 → - 20.50

